

<b>HUSLAB</b>	<b>PALVELUTUOTANTO, TYÖOHJE</b>
	Sivu 1(1)
	Versio: 7.7.2006
<b>PREANALYTIikka</b>	Laatija: Merja Urpalainen 07.07.06
<b>Bakteriologiset näytteet</b>	Tarkastaja: Tuija Kerttula 2.10.06
Gonokokki-viljelynäyte	Hyväksyjä: Martti Vaara 2.10.06
	Katselmoitu: Eveliina Tarkka 14.10.11

## Gonokokki (*Neisseria gonorrhoeae*) -viljelynäyte

### Tutkimuspyyntö

1506 –GcVi, -Gonokokki, viljely

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä potilastietojen lisäksi näytteen laatu, ottokohta ja ottoaika.

### Välineet

- dacrontikku ja geelikuljetusputki
- vanutaitoksia
- keittosuolaliuosta tai vettä
- spekula

### Näytteenotto

<b>cervixistä</b>	Spekulan liukastimena voidaan käyttää vettä. Kohdunkaulan kanavan suu on puhdistettava limasta tms. kuivalla vanutaitoksella ennen näytteenottoa. Näytteenottotikkua pyöritetään kohdunkaulan kanavassa. Tikku ei saa koskettaa vaginan limakalvoa.
<b>uretrasta</b>	Virtsamisesta pitää olla kulunut noin 2 tuntia ennen näytteenottoa. Uretranäyte suositellaan otettavaksi ohuemmalla, yleensä metallivartisella dacrontikulla. Tikku voidaan kostuttaa vedellä tai keittosuolaliuoksella. Uretran suu puhdistetaan keittosuolaan tai veteen kostutetulla vanutaitoksella. Tikku viedään 1-2 cm uretran sisään ja pyöritetään.
<b>nielusta</b>	Kieli painetaan alas spaattelin avulla. Näyte otetaan dacrontikulla nielurisakudosta painaen ja pyörittäen tikkua molemmissa tonsilloissa.
<b>rectumis-ta</b>	Tikkua pyöritetään rectumin limakalvolla, vältetään ottamasta mukaan ulostetta.
<b>silmästä</b>	Näyte otetaan dacrontikulla silmän alaluomen sisäpuolelta. Näytettä ei saa ottaa hiilitikulla.

### Virhelähteitä

- mikrobilääkitys
- desinfektio- tai liukastusaineiden käyttö
- kuljetuksen viivästyminen, näyte tulee lähettää heti tutkivaan laboratorioon
- hiilitikkuun otettu näyte häiritsee muita tutkimuksia

### Säilytys

Huoneenlämmössä korkeintaan 1 vrk.

**Tiedustelut:** puh. 09 191 26800