

Li-TBEAb -tutkimusrakenteen muutos 26.4.23 alkaen

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| Tutkimus | 1926 | Li-TBEAb | Li-Puutiaisenkefaliittivirus, vasta-aineet |
| Osatutkimukset | Li-TBEAbM ja Li-TBEAbG | | |
| Asia | <p>Li-TBEVAb-tutkimuksen rakenne muuttuu 26.4.23 alkaen, käyttöön otetaan Li-TBEAbG-osa-tutkimus.</p> <p>Uusi tutkimuskokonaisuus:</p> <p>1926 Li-TBEAb S -Puutiaisaivokuumevirus, vasta-aineet sisältää osatutkimukset:</p> <p>4461 Li-TBEAbG Li-Puutiaisaivokuumevirus, IgG vasta-aineet</p> <p>1925 Li-TBEAbM Li-Puutiaisaivokuumevirus, IgM vasta-aineet</p> <p>Li-TBEAbM -osatutkimus on akkreditoitu tutkimus.</p> <p>Osatutkimukset eivät ole tilattavissa erikseen.</p> <p>Tutkimus Li-TBEAb on tilattavissa myös päivystyksenä, päivystysaikaan tutkitaan vain IgM-vasta-aineet immunokromatografisella IgM-pikatestillä.</p> | | |
| Yhteyshenkilöt | sairaalamikrobiologi Hannimari Kallio-Kokko, hannimari.kallio-kokko@hus.fi, 050 427 0476 sairaalamikrobiologi Annemari Jääskeläinen, annemari.jaaskelainen@hus.fi, 050 428 8017 | | |
| Huomautuksia | Likvorin TBEV-vasta-ainetutkimuksen tuloksen merkittävyyden arvioimiseksi on samanaikainen seeruminäyte välttämätön (pyyntö: S- TBEAb KL 3756). Likvorista tutkitaan jatkossa sekä IgG- että IgM-luokan vasta-aineet. | | |
| Tiedustelut | Virologian ja immunologian laboratorio, Virologian ja immunologian erikoistutkimukset, p. 050 427 2164 Mikäli likvorista halutaan TBEV-IgM päivystyksenä, toimi näin: - Tilaa näytteelle Li-TBEAb-tutkimus - Soita ja ilmoita aina päivystystutkimuksesta virka-aikana p. 050 427 2164 ja virka-ajan ulkopuolella päivystävälle hoitajalle p. 040 837 4010 | | |
| Allekirjoitukset | Hannimari Kallio-Kokko Sairalamikrobiologi HUS Diagnostiikkakeskus Virologia ja immunologia puh. 050 427 0476 | Annemari Jääskeläinen Sairalamikrobiologi HUS Diagnostiikkakeskus Virologia ja immunologia puh. 040 428 9212 | Maija Lappalainen Vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004 |