

Tutkimuksen S -IF-Ab tekopaikka ja viitearvo muuttuvat 21.2.2024 alkaen

Tutkimus	10231	S -IF-Ab	S -Intrinsic factor, vasta-aineet
Asia	S -IF-Ab siirtyy tehtäväksi Stöckerin alihankintalaboratorioon (Saksa) 21.2.2024 alkaen. Samalla tutkimuksen viitearvo muuttuu. Menetelmä (EIA) ja näyteastia säilyvät ennallaan.		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816 lääkäri Anne Toivonen, anne.toivonen@hus.fi, 050 440 8375		
Näyte	Säilytys ja lähetys eroteltuna. Voidaan säilyttää eroteltuna 14 vrk jääkaapissa, lähetys tällöin huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.		
Viitearvo	<20 U/ml		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, puh. 09 471 73220.		
Allekirjoitukset	Hanna Jarva Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Satu Kurkela Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 428 4183	Maija Lappalainen Ylilääkäri, vastualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004