

## Haptoglobiinin (20476 P -Haptog) menetelmän mittausalue muuttuu 9.4.2024 alkaen

**Tutkimus**            20476            P -Haptog            P -Haptoglobiini

**Asia**                    Plasman haptoglobiinin tutkimusmenetelmän mittausalue muuttuu 9.4.2024 alkaen, kun haptoglobiini-tutkimuksessa käytettävä menetelmä vaihtuu saman valmistajan uusimpaan versioon. Tulostaso ei muutu, mutta mittausalue muuttuu: mittausalaraja ja -yläraja nousevat. Muutoksen jälkeen haptoglobiini-pitoisuudet, jotka ovat välillä 0 g/l - 0.09 g/l, vastataan ”alle 0.10 g/l”.

**Viitealue ei muutu.**

Mittausalue	Uusi mittausalue	Vanha mittausalue
<b>P -Haptog</b>	<b>0.10 – 7.00 g/l</b>	0.01 – 3.40 g/l

**Viitealue**            Kaikki            0.29 – 2 g/l

Allekirjoitukset	Paula Savola Erikoislääkäri	Tero Pihlajamaa Sairaalakemisti	Marja-Kaisa Koivula Ylikemisti, vastuuyksikön päällikkö	Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
	HUS DGK Kliininen kemia puh. 040 821 8846	HUS DGK Kliininen kemia puh. 040 621 6937	HUS DGK Kliininen kemia puh. 040 144 8123	HUS DGK Kliininen kemia puh. 050 427 2402