

Uusi punasolupussi käyttöön 28.1.2025 alkaen

Asia

Veripalvelu ottaa 28.1.2025 käyttöön uuden verenottopussin, minkä jälkeen käytössä on kahdenlaisia punasolupusseja. **Uuden pussin siirtoportti on erilainen vanhaan pussiin verrattuna, joten verensiirtoletkuston yhdistäminen verivalmisteseen tehdään eri lailla.** Vanhan (Fresenius Kabi) ja uuden (Macopharma) pussin valmistajien ohjeet siirtoportin suojan avaamisesta ja verivalmisteiden letkuttamisesta löytyvät Verensiirtoketju-sivuilta ao. linkeistä:

HUS: [HUSLAB - YLEISOHJEET](#) > OHJE Punasolupussin letkuttamien

Kymenlaakson hva ja Etelä-Karjalan hva: <http://huslab.fi/veri> > OHJEET > MY+VK-käyttäjät > YLEISOHJEET > OHJE Punasolupussin letkuttamien

Uusi pussi tulee käyttöön vain tietyille verivalmisteille: näitä ovat mm. **Punasolut valkosoluton (PSVS)** ja **Punasolut valkosoluton sädetetty (PSVSS)**. Uuden pussin käyttöönotto tapahtuu porrastettuna: **helmi-maaliskuu on siirtymävaihe**, jolloin verikeskusten toimittamat punasolut ovat joko vanhassa tai uudessa pussissa, mutta sen jälkeen käytössä on vain uusia pusseja.

Uusi pussi ei korvaa vanhaa pussia kokonaan: esimerkiksi lasten punasolut (PSVSLA ja PSVSLAS) ovat jatkossakin vanhassa pussissa. Yo. linkkien ohjeessa on taulukko, jossa kerrotaan, onko verivalmiste vanhassa vai uudessa pussissa. Myös valmisteen ulkonäöstä näkee, kumpi pussi on kyseessä: uuden pussin siirtoportin suoja on erinäköinen ja pussiin kuuluu pieni oranssi muovinen (pussin valmistukseen käytetty) osa.

Lisätietoa

Veripalvelun tiedote:

[Punasolupussit vaihtuvat uusiin helmi-maaliskuussa 2025 - Veripalvelu](#)

Allekirjoitukset

Katja Salmela
Erikoislääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen kemia
Verikeskukset
puh. 050 427 1611

Inna Sareneva
Laboraattori
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen kemia
Verikeskukset
puh. 040 193 7148

Lotta Joutsu-Korhonen
Ylilääkäri, vastualuejohtaja
HUS Diagnostiikkakeskus
Kliininen kemia
puh. 050 427 2402